



DERMO PEELING

Una **MICRODERMOABRASIÓN** tecnológica unida a productos que tienen un efecto redensificante. Para volver la piel más firme, compacta, **ATENUAR LAS IMPERFECCIONES**, como las manchas oscuras, dejar el cutis

EL TRATAMIENTO DERMO PEELING



TRATAMIENTO FACIAL

PARA QUÉ IMPERFECCIONES

- Piel marcada, con arrugas o perjudicada por el sol
- Piel opaca, asfíxica, gruesa
- Piel impura con exceso de sebo, mixta y grasosa
- Cicatrices
- Marcas cicatriciales post-acné
- Hiperpigmentación, excepto nevos y efélides
- Discromías
- Manchas

LOS RESULTADOS

- Uniforma la textura de la piel volviéndola más fina y otorgando una tez mucho más homogénea y luminosa.
- Tensa la superficie de la epidermis, reduce las imperfecciones superficiales y las posibles marcas cicatriciales ocasionadas, por ejemplo, por el acné.
- Atenúa las manchas oscuras causadas por la formación irregular de melanina.
- Aumenta el nivel de hidratación, otorgando de inmediato al rostro un aspecto más suave y aterciopelado.
- Aumenta la elasticidad y la firmeza, combatiendo la flacidez y la pérdida de tono.
- Difumina las arrugas más superficiales, atenúa visiblemente el aspecto agrietado y contrarresta las primeras marcas de envejecimiento.
- Otorga al rostro un aspecto más fresco, transparente y distendido, y también una tez más saludable y vital.

DERMO PEELING Y LOS ACCESORIOS

Los accesorios DERMOPEELING son desechables y sometidos a un proceso tecnológico de esterilización que garantiza completa seguridad operativa y el cumplimiento de las normas higiénicas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO:	20 Kg (accesorios incluidos)
DIMENSIONES:	300x300x500 mm
MEDIO ABRASIVO:	cristales de corindón de alta pureza
PRESIÓN AIRE COMPRIMIDO:	>3.0 bar
GRADO DE VACÍO:	de 0.2 a 0.7 bar
FUSIBLES:	2 x 1.6 A T
ABSORCIÓN:	350 VA
FRECUENCIA:	50 Hz
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	220 Voltios monofásicos

FDA
 EL SISTEMA EMPLEADO
 POR DERMOPeelING
 ESTÁ GARANTIZADO POR
 UNA PATENTE INTERNA-
 CIONAL Y AUTORIZADO
 POR LA FDA (FOOD AND
 DRUG ADMINISTRATION).